

# MICCRA MiniBatch D-1

Dispergieren,  
Homogenisieren  
und Schnellmischen  
mit der UHS-RS Technologie  
von MICCRA



Erneut ausgezeichnet für  
Innovation durch Forschung.

MICCRA  
UHS-RS TECHNOLOGY

# MiniBatch D-1

## Homogenisierer / Dispergierer

Die MICCRA MiniBatch D-1 ist ein kleines und leichtes Dispergier- und Homogenisierantrieb mit einzigartigem Volumenbereich von 0,1 bis 500 ml.

Sie wurde speziell für Kleinstmengen entwickelt. In der Bio-, Gen- und Lebensmitteltechnik findet die leistungsstarke und drehzahlfreudige MICCRA MiniBatch D-1 ihren Platz. Geringes Gewicht und handliches Design, das im wahrsten Sinne des Wortes, perfekt in der Hand liegt, macht die MICCRA MiniBatch D-1 zum idealen Arbeitspartner. Die zuverlässige MICCRA MiniBatch D-1 ist auch als Stativgerät einsetzbar.



### Technische Daten

Aufnahme-/Abgabeleistung	<b>145 Watt / 95 Watt</b>
Volumen	<b>0,1 - 500 ml</b>
Drehzahlbereich	<b>14.000 - 34.000 min-1</b>
Drehzahleinstellung	<b>Ja</b>
Gewicht	<b>900 g</b>
Abmessungen	<b>Ø 50 x 245 mm</b>
Schutzart/Schutzklasse	<b>IP 20 / II</b>
Sanftanlauf	<b>Ja</b>
Garantie	<b>2 Jahre*</b>

MICCRA GmbH  
Grißheimer Weg 5  
79423 Heitersheim / Deutschland

Tel.: +49 7634 / 35730-0  
[info@miccra.com](mailto:info@miccra.com)

Wir entwickeln und fertigen hochwertige, leistungsstarke Dispergier- und Homogenisiersystem.



Erneut ausgezeichnet für  
Innovation durch Forschung.

MICCRA  
UHS-RS TECHNOLOGY